


AUTOPSIE
POST MORTEM
AUTOPSIE
AUTOPSIA
AUTOPSIA





60.0001
Autopsie-Besteck
Post-Mortem Set
Set à autopsie
Juego de autopsia
Set per autopsia

Oszillierende elektrische Autopsiesägen
Oscillating Electric Autopsie Saws
Scies électrique oscillante pour autopsie
Sierras eléctrica oscilante para autopsia
Seghe elettrica oscillante per autopsia



60.0100 230 VOLT
60.0110 110 VOLT

komplett mit

- 60.0118 1 Imbusschlüssel für Autopsiesäge
- 60.0119 2 Gabelschlüssel für Autopsiesäge
- 60.0131 1 Sägeblatt rund Ø 50 mm
- 60.0132 1 Sägeblatt rund Ø 65 mm
- 60.0137 1 Segmental Sawblade y 65 mm circular

complete with:

- 60.0118 1 hexagonal screwdriver
- 60.0119 2 wrenches
- 60.0131 1 sawblade round Ø 50 mm
- 60.0132 1 sawblade round Ø 65 mm
- 60.0137 1 Segmental Sawblade Ø 65 mm circular

complète avec:

- 60.0118 1 tournevis hexagonal
- 60.0119 2 clefs
- 60.0131 1 lame de scie Ø 50 mm
- 60.0132 1 lame de scie Ø 65 mm
- 60.0137 1 lame de scie à segment Ø 65 mm

completa con:

- 60.0118 1 atornillador hexagonal
- 60.0119 2 llaves
- 60.0131 1 hoja de sierra Ø 50 mm
- 60.0132 1 hoja de sierra Ø 65 mm
- 60.0137 1 hoja de sierra segmentar Ø 65 mm

completa con:

- 60.0118 1 chiave esagonale
- 60.0119 2 chiavi
- 60.0131 1 lama di sega Ø 50 mm
- 60.0132 1 lama di sega Ø 65 mm
- 60.0137 1 lama di sega segmentazione Ø 65 mm

Technische Daten:

230 Volt, 50 Hz bzw. 110 Volt, 60Hz, 500 W
6500 - 24000 Schwingungen pro Minute
Motorschutzschalter, funkentstört und schutzisoliert
Schutzklasse II DIN/EN 60601, Typ BF

Technical Data:

230 Volt, 50 cycles, resp. 110 Volt, 60 cycles, 500 Watt
6500 - 24000 oscillations per minute
overload protection, interferences suppression and shockproof
Safety class II DIN/EN 60601, Type BF

Caractéristiques techniques:

230 Volt, 50 Hz resp. 110 Volt, 60Hz, 500 Watt
6500 - 24000 oscillations par minute
disjoncteur-protecteur, antiparasité et double isolation
Classe de protection II DIN/EN 60601, Type BF

Especificaciones técnicas:

230 Voltios, 50 HZ o 110 Voltios 60 HZ, 500 Vativos
6500 - 24000 oscilaciones por minuto
protección conter sobrecarga, supresión de las interferencias
y aislamiento protector
Clase de protección II DIN/EN 60601, Tipo BF

Dati tecnici:

230 Volt, 50 HZ o 110 Volt, 60 HZ, 500 Watt
6500 - 24000 oscillazioni al minuto
Interruttore di protezione, suppressione d'interferenze e isolato
Classe protettiva II DIN/EN 60601, Tipo BF

Zubehör für Autopsiesäge / Accessories for Autopsy Saw / Accessoires pour scie à autopsie /
Accesorios para sierra para autopsia / Accessori per seghe per autopsia



60.0118
Imbusschlüssel
Chuck key
Tournevis hexagonal
Atornillador hexagonal
Chiave esagonale




60.0119
Gabelschlüssel, Paar
Spanners, pair
Paire de clés
Par de llaves
Paio de chiavi




60.0125
Begrenzungsscheibe für Sägeblätter
Limiter-disk for sawblades
Disque à limiter pour lames de scie
Disco para limitación para sierras
Disco di limitazione per lima




60.0131 Ø 50 mm
60.0133 Ø 50 mm
hart / hard / dure / dura / duro



60.0132 Ø 65 mm
60.0134 Ø 65 mm



60.0137
Segment Sägeblatt Ø 65 mm
Segmental Sawblade Ø 65 mm circular
Lame de scie à segment Ø 65 mm
Hoja de sierra segmentar Ø 65 mm
Lama segmentar Ø 65 mm



60.0138
Tiefensäge bis 20 mm
Deep cutting saw up to 20 mm
Scie profonde jusqu'à 20 mm
Sierra profunda hasta 20 mm
Lama a taglio di profondità da 20 mm

Schädelspalter
Skull breaker
Burin casse-crâne
Cinzel rompe-craneo
Tagliacranio



60.1000
14cm




60.1001
13cm/23mm



60.1020
28,5 cm
links
left
gauche
izquierdo
sinistra



BRUNETTI 60.1021
28,5 cm
rechts
right
droite
derecho
destra



Rachiotom
Rachiotome
Rachiotome
Raquiótomo
Rachiotomo

60.1030
22 cm



60.1100
25 cm / 20 mm




60.1200
23,5 cm

Muskelhaken
Muscle hook
Crochet musculaire
Gancho muscular
Uncino muscular




60.1300
10,5 cm

Sektionsnadeln
Post Mortem Needles
Aiguilles d'autopsie
Agujas para autopsia
Aghi per autopsia



60.2001	1 / 12 St.
60.2002	2 / 12 St.
60.2003	3 / 12 St.
60.2004	4 / 12 St.
60.2005	5 / 12 St.
60.2006	6 / 12 St.



60.2011	1 / 12 St.
60.2012	2 / 12 St.
60.2013	3 / 12 St.
60.2014	4 / 12 St.
60.2015	5 / 12 St.
60.2016	6 / 12 St.

